

Поликлональное Антитело Против Trim29 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14134

Артикул: CM0028330



введение

Это поликлональное антитело нацелено на человеческий TRIM29 (ATDC), ключевой регулятор врожденного иммунитета, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши, способствуя исследованиям ответов на вирусные и бактериальные инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM29 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATDC; TRIM29
Вид	Человек
GeneID	23650
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 309-588 человеческого TRIM29 (NP_036233.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14134
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом