

Поликлональные Антитела К Trim29 Для Wb, Elisa - Q14134

Артикул: CM0025008



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку TRIM29 (ATDC) человека, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований врожденного иммунитета и активации макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TRIM29
Примечания/Синонимы	ATDC; TRIM29
Вид	Человек
GeneID (человек)	23650
GeneID	23650
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 309-588 TRIM29 человека (NP_036233.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14134
Молекулярная масса белка	66 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом