


Поликлональное Антитело Anti-Trim31 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Bzy9

Артикул: CM0014909



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на TRIM31 — E3-убиквитинлигазу, регулирующую противовирусный иммунный ответ и воспаление. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с перекрёстной реактивностью с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM31 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11074
Идентификатор гена	11074
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186-425 человеческого TRIM31 (NP_008959.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZY9
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет