

Кроличье Поликлональное Антитело Против Trim32 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q13049

Артикул: CM0026044



введение

Кроличье поликлональное антитело к TRIM32 (E3 убиквитин-лигаза) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, аутофагии и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TRIM32
Примечания/Альтернативные названия	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Вид организма	Человек
ID гена (человек)	22954
ID гена	22954
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 белка TRIM32 человека (NP_036342.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13049
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором