

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Trim38 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 000635

Артикул: CM0028646

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок TRIM38, подходят для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Эффективны для исследования врожденных иммунных ответов и путей убиквитин-протеасомы. Иммуноген соответствует аминокислотам 266-465 человеческого TRIM38.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM38 Кроличыи pAb
Примечания/Альясы	RNF15; RORET; TRIM38
Вид	Человек
ID гена (человек)	10475
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 266-465 человеческого TRIM38 (NP_006346.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00635
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовой пакет