

Поликлональное Антитело Кролика Против Trim39 Для Вб, Ифа - Q9Hcm9

Артикул: CM0027402



введение

Поликлональное антитело кролика к TRIM39, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий TRIM39 — убиквитин-лигазу E3, участвующую в апоптозе, регуляции клеточного цикла и сигнализации NF-κB. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM39 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TRF, RNF23, TRIM39B, TRIM39
Вид	Человек
GeneID (человек)	56658
GeneID	56658
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 350–450 человеческого TRIM39 (NP_067076.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Hcm9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник