

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Trim45 Для If/Icc И Elisa — Q9H8W5

Артикул: CM0018216



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого TRIM45 (RNF99).
Валидировано для IF/ICC и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Мишень играет ключевую роль в воспалительном ответе и путях убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TRIM45
Примечания/синоним	RNF99; TRIM45
Вид	Человек
GeneID (человек)	80263
GeneID	80263
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–400 человеческого TRIM45 (NP_001139107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9H8W5
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом