

## Поликлональное Антитело Против Trim59 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iwr1

Артикул: CM0013000

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TRIM59 (TSBF1/RNF104), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения связанного с ЭПР убиквитинирования, врожденного иммунитета и путей аутофагии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TRIM59 Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 286827                                                                                                                             |
| GeneID                             | 286827                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого TRIM59 (NP_775107.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | Q8IWR1                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 47 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |