

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Trim60 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q495X7

Артикул: CM0021671

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела Anti-TRIM60 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают TRIM60, E3 SUMO-протеинлигазу, регулирующую сигнализацию NF-κB через SUMOилирование TAB2. Перекрестно реагируют с мышинным белком. 55 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM60 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	RNF33; RNF129; TRIM60
Вид	Человек
GeneID (Человек)	166655
GeneID	166655
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TRIM60 (NP_689833.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q495X7
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В пакете со льдом