

Поликлональные Кроличьи Антитела К Trim62 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Артикул: CM0023961

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому TRIM62 (DEAR1), E3 убиквитин-лигазе, участвующей в противогрибковом иммунитете. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходят для исследований в области убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM62 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	DEAR1; TRIM62
Вид	Человек
ID гена	55223
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 120-280 человеческого TRIM62 (NP_060677.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BVG3
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Хладоэлемент