


Кроличья Поликлональная Антитела Против Trim66 Для Вестерн-Блоттинга - O15016

Артикул: CM0024176



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRIM66 (TIF1D, TIF1DELTA). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Нацелены на ядерный репрессор транскрипции с бромодоменом и цинк-пальцевыми мотивами. O15016.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TRIM66
Примечания/Альтернативные названия	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9866
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-970 человеческого TRIM66 (NP_055633.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15016
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом