

Поликлональное Антитело Против Trim69 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q86Wt6

Артикул: CM0030420



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TRIM69, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует эндогенный TRIM69 в образцах человека и мыши. Подходит для исследований убиквитинирования, противовирусного иммунитета и динамики centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM69 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
Вид	Человек
ID гена (Человек)	140691
ID гена	140691
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-341 человеческого TRIM69 (NP_542783.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ на парафиновых срезах, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86WT6
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом