


Кроличья Поликлональная Антитела Против Trim9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9C026

Артикул: CM0013753



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TRIM9, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляющие реактивность к человеческому, мышинному и крысиному TRIM9 (E3 убиквитинлигаза). Идеальны для исследований в нейронауках и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к TRIM9
Примечания/Альтернативные названия	RNF91, SPRING, TRIM9
Вид	Человек
GeneID (человек)	114088
GeneID	114088
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого TRIM9 (NP_055978.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C026
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом