


Антитело К Anti-Trimethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431), Кроличье Моноклональное Для Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000400



введение

Кроличье моноклональное антитело к TriMethyl-Histone H3-K9, валидированное для WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает гистон H3, триметилированный по лизину 9, у человека, мыши, крысы и других видов. Подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TriMethyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K9
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический триметилированный пептид вокруг K9 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом