


Поликлональное Антитело Против Trip12 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Артикул: CM0029862



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TRIP12 (Q14669), валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Детектирует TRIP12 человека, мыши, крысы. Ключевой реагент для исследований репарации ДНК и убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIP12 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9320
GeneID	9320
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого TRIP12 (NP_001271143.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14669
Молекулярная масса белка	220 кДа
Доставка	В пакете со льдом