


Кроличья Поликлональная Антитело К Trip4 Для Wb, Ihc-P, Ip, Ифа - Q15650

Артикул: CM0016144



введение

Кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB, IHC-P, IP, ИФА; направлена против человеческого TRIP4 (ASC-1), коактиватора транскрипции и компонента комплекса RQC. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 282-581).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIP4 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	9325
ID гена	9325
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 282-581 человеческого TRIP4 (NP_057297.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15650
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Хладоэлемент