

## Кроличье Моноклональное Антитело К Слитому Гену Trk (Tfg) Для Wb, Elisa - Q92734

Артикул: CM0003090



### введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TFG (TRK-fused gene). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Подходит для изучения динамики ЭПР и транспорта секреторного груза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта         | TRK fused gene (TFG) Rabbit mAb                |
| Примечания/Псевдоним      | TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG) |
| Вид                       | Человек                                        |
| GeneID (Человек)          | 10342                                          |
| GeneID                    | 10342                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                           |
| Источник                  | Кролик                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                        |
| Применение                | WB, ELISA                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                  |
| SWISS                     | Q92734                                         |
| Молекулярный вес белка    | 43 кДа                                         |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                 |