

Кроличья Поликлональная Антитело Против Слитого Гена Trk (Tfg) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92734

Артикул: CM0031070



введение

Кроличья поликлональное антитело против белка слитого гена TRK (TFG) человека, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для изучения динамики эндоплазматического ретикулума и транспорта секреторного груза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Слитый ген TRK (TFG) Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; Слитый ген TRK (TFG)
Вид	Человек
ID гена	10342
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 слитого гена TRK (TFG) человека (NP_006061.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92734
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент