


Моноклональное Антитело Против Trka+B+C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04629 / Q16288 / Q16620

Артикул: CM0004031



введение

Это рекомбинантное кроличье моноклональное антитело распознает TrkA, TrkB и TrkC. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА на тканях человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигналинга рецепторов нейротрофинов и нейронального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к TrkA+B+C
Примечания/Альтернативные названия	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBND; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4914/4916/4915
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 722-822 человеческого NTRK2 (Q16620).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
Молекулярная масса белка	140 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом