


Антитело К Trkb (Gp145-Trkb) Кроличье Моноклональное Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q16620

Артикул: CM0003678



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TrkB (NTRK2, GP145-TrkB), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует TrkB мыши и крысы. Идеально для исследований сигналинга нейротрофинов, нейронального развития и пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TrRb Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	OBND; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Вид	Человек
GeneID	4915
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-430 человеческого TrkB (NP_001018074.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16620
Молекулярная масса белка	92кДа
Условия доставки	В сумке со льдом