


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Trkb Для Вестерн-Блота И Ифа - Q16620

Артикул: CM0016874



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к TrkB для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Реагируют с TrkB человека и мыши (Q16620). Направлены на рецептор факторов роста BDNF/NT-3. Надежный инструмент для исследований в области нейронауки и нейтрофической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TrkB кроличьи пКА
Примечания/Альтернативные названия	OBND; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Вид	Человек
GeneID (человек)	4915
GeneID	4915
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16620
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Холодильный пакет