


Поликлональное Антитело Против TrkC Для Вб, Ифа - Q16288

Артикул: CM0013351



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TrkC (рецептор фактора роста NT-3) для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реактивность с мышью и крысой; подходит для изучения сигналинга нейротрофинов и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TrKC кроличье пАнт
Примечания/Альтернативные названия	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
Вид	Человек
ID гена (человек)	4916
ID гена	4916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 40-300 человеческого TrKC (NP_001007157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16288
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	С холодоэлементом