


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Trkc Для Wb, Elisa — Q16288

Артикул: CM0006707



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TrkC (NTRK3). Валидировано для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований нейротрофиновой сигнализации и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к TrkC
Примечания/синонимы	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
Вид	Человек
ID гена (человек)	4916
ID гена	4916
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q16288
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом