

Поликлональное Антитело Против Trmt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nxb9

Артикул: CM0026863



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой tPHK метилтрансферазы TRMT1 (TRM1; MRT68). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований модификации tPHK и редокс-биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TRM1; MRT68; TRMT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55621
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Nxb9
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом