


Поликлональное Антитело Против Trmt2A/Htf9C Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8Iz69

Артикул: CM0030069



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок TRMT2A/HTF9C. Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований метилирования тРНК и модификаций РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT2A/HTF9C Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27037
ID гена	27037
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 500 до C-конца человеческого белка TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q8IZ69
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом