


Кроличий Моноклональный Антитело Против Trmt2A/Htf9C Для Wb, Elisa - Q8Iz69

Артикул: CM0003676



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого TRMT2A/HTF9C, тРНК/мРНК метилтрансферазы. Валидировано для WB и ELISA. Обнаруживает полосу при ~69 кДа. Подходит для исследований модификации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT2A/HTF9C кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Вид	Человек
Идентификатор гена	27037
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRMT2A/HTF9C (Q8Iz69)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8Iz69
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Ледяной пакет