


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Trmt2A/Htf9C Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Iz69

Артикул: CM0023012



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого TRMT2A/HTF9C, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Нацелено на тРНК (урацил-5-)-метилтрансферазу, катализирующую образование m⁵U54 в тРНК и некоторых мРНК. Подходит для исследований модификаций РНК и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
Примечания/синоним	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Вид	Человек
Идентификатор гена	27037
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8Iz69
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом