


Поликлональные Антитела К Anti-Trmt6 Для Wb, Elisa - Q9Uja5

Артикул: CM0028510



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRMT6, некаталитической субъединицы тРНК m1A58 метилтрансферазы, также участвующей в метилировании мРНК N1. Валидированы для применения в WB и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51605
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого TRMT6 (NP_057023.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UJA5
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Ледяной пакет