


Поликлональные Антитела Против Trtrmt61A Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Артикул: CM0014838



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRMT61A (катализирующая субъединица tPHK-метилтрансферазы), валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований модификации tPHK и метилирования мPHK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT61A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115708
ID гена	115708
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого TRMT61A (NP_689520.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FX7
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом