


Кроличье Моноклональное Антитело Против Trmt61A Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - Q96Fx7

Артикул: CM0004217



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок TRMT61A. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований модификации тРНК и метилирования мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT61A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115708
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого белка TRMT61A (NP_689520.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q96FX7
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом