

Анти-Trmt61B Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Bvs5

Артикул: CM0026029



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого TRMT61B, ключевого митохондриального тРНК/рРНК метилтрансферазы. Подходят для применения в WB и ELISA. Полезны для исследований в области митохондриальной биологии и модификации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT61B кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TRMT61B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55006
GeneID	55006
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния fusion, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого TRMT61B (NP_060380.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BVS5
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом