


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Trnau1Ap Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nx07

Артикул: CM0018580



введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) против TRNAU1AP — это кроличье поликлональное антитело к человеческому TRNAU1AP, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Мишень является ключевым фактором встраивания селеноцистеина в селенсодержащие белки, полезно для исследований биосинтеза селенсодержащих белков и модификации tPHK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRNAU1AP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54952
ID гена	54952
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-287 человеческого TRNAU1AP (NP_060316.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NX07
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом