


Поликлональное Антитело Anti-Trnt1 Для Wb, Elisa — Q96Q11

Артикул: CM0021787



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на TRNT1 — митохондриальную CCA-тРНК-нуклеотидилтрансферазу. Подходит для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований процессинга тРНК и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	TRNT1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51095
Идентификатор гена	51095
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 135-434 человеческого TRNT1 (NP_886552.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96Q11
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом