

## Моноклональное Антитело Против Trop-2 Для Проточной Цитометрии - P09758

Артикул: CM0011032



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TROP-2 для проточной цитометрии. Определяет опухоли-ассоциированный кальциевый сигнальный трансдьюсер 2 (TACSTD2/GA733-1) в образцах человека. Конъюгировано с . Идеально для исследований плацентарной и панкреатической карциномы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье анти-Человеческое TROP-2 mAb                                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M151; TROP2; опухоли-ассоциированный кальциевый сигнальный трансдьюсер 2              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)                  | 4070                                                                                                                               |
| ID гена                            | 4070                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                              | P09758                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 35 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                  |