

Поликлональные Антитела Против Trop-2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Артикул: CM0029748



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TROP-2 (TACSTD2), валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для исследований трансдукции кальциевого сигнала, связанного с опухолью, и рецепторов факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TROP-2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Вид	Человек
GeneID	4070
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-270 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09758
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом