

Кроличья Моноклональная Антитело К Trop-2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

Артикул: CM0002050



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к TROP-2, валидированное для WB, IHC-P, IF-P, mIHC и ELISA. Специфично к человеческому TROP-2 (P09758) — опухоль-ассоциированному кальциевому сигнальному трансдюсеру, широко используемому в онкологических исследованиях и разработке диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TROP-2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4070
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет