

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Trop-2 Для Wb — P09758

Артикул: CM0007518



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-TROP-2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Нацелено на человеческий TROP-2 (SWISS: P09758) — ассоциированный с опухолями трансдуктор кальциевого сигнала. Идеально подходит для исследований рака и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к TROP-2
Примечания/синонимы	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4070
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом