

Кроличыи Поликлональные Антитела К Trop-2 Для Иф-П И Ифа - Q8Bgv3

Артикул: CM0019850

введение

Кроличыи поликлональные антитела к мышиному TROP-2 (Tacstd2) для иммунофлуоресценции и ИФА. Распознают гликопротеин клеточной поверхности, участвующий в передаче сигналов рецепторов факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TROP-2
Примечания/Синонимы	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4070
GeneID	56753
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 25-270 мышинного TROP-2 (NP_064431.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8BGV3
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом