

Анти-Тропомодулин-2 (Tmod2) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

Артикул: CM0002771

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого TMOD2 (тропомодулина-2), нейронального белка, блокирующего концы актиновых филаментов. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований цитоскелета и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMOD2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
Вид	
ID гена	29767
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TMOD2 (Q9NZR1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZR1
Молекулярный вес белка	40kDa
Доставка	Сумка со льдом