

Поликлональное Антитело К Тропомиозину 1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09493

Артикул: CM0014481



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против человеческого Тропомиозина 1 (TPM1), подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует белок массой 33 кДа; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований цитоскелета и мышечного сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к Тропомиозину 1, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Тропомиозин 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7168
GeneID	7168
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого Тропомиозина 1 (NP_001018008.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09493
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом