

Кроличье Моноклональное Антитело К Тропомиозину 1 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Артикул: CM0005540



введение

Кроличье моноклональное антитело к тропомиозину 1 для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований связывания с актином, регуляции мышечного сокращения и стабилизации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тропомиозину 1
Примечания/Альтернативные названия	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7168
ID гена	7168
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 185-284 человеческого тропомиозина 1 (P09493).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P09493
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С холодоэлементом