

Моноклональное Антитело Против Тропонина I1/TnI1 Для Вб, Ифа - P19237

Артикул: CM0007880

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против тропонина I1 человека (медленная скелетная мышца), для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований скелетных мышц и разработки диагностических препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тропонину I1/TnI1
Примечания/псевдонимы	TNN1; SSTNI; Troponin I1/TnI1
Вид	Человек
GeneID	7135
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-187 человеческого тропонина I1/TnI1 (P19237)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P19237
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет