

Кроличья Поликлональная Антитело Против Тропонина I2 (Tnni2) Для Wb, Elisa - P48788

Артикул: CM0025050



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого тропонина I2 (TNNI2), полученная против N-концевого фрагмента 1-100 аминокислот. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами, помогает в исследованиях регуляции мышечного сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тропонин I2 (TNNI2) Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponin I2 (TNNI2)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого тропонина I2 (TNNI2) (NP_003273.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48788
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С ледяным пакетом