

Поликлональное Антитело Anti-Trove2/Ssa2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10155

Артикул: CM0031034

введение

Кроличье поликлональное антитело к TROVE2/SSA2 (аутоантиген Ro60), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аутоиммунных заболеваний и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к TROVE2, кролик
Примечания/Альтернативные названия	SSA2; RORNP; TROVE2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6738
GeneID	6738
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка TROVE2 человека (NP_004591.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10155
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом