

Антитело Кролика Моноклональное Против Troy/Tnfrsf19 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ns68

Артикул: CM0002139

введение

Моноклональное антитело кролика против TROY/TNFRSF19, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействует с белком TROY человека, мыши и крысы (~46 кДа). Идеально подходит для исследований апоптоза и сигнального пути NF-каппа-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TROY/TNFRSF19 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого TROY/TNFRSF19 (Q9NS68)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NS68
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом