


Поликлональные Кроличьи Антитела К Trpa1 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — O75762

Артикул: CM0028021



введение

TRPA1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против человеческого TRPA1, подходит для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным TRPA1. Полезно для исследований боли и сенсорной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPA1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
Вид (белок)	Человек
GeneID (человек)	8989
GeneID	8989
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 900-1000 человеческого TRPA1 (NP_015628.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75762
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Хладоэлемент