


Поликлональное Антитело Против Trpc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P48995

Артикул: CM0013687



введение

Кроличье поликлональное антитело против TRPC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с TRPC1 человека и мыши, рецептор-активируемым кальциевым каналом. Идеально для исследований ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPC1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7220
GeneID	7220
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 белка TRPC1 человека (NP_001238774.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48995
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	В пакете со льдом