


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Trpc1 Для Wb, Elisa — P48995

Артикул: CM0008349



введение

Моноклональное антитело кролика против TRPC1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет TRPC1 человека, мыши и крысы (~88/91 кДа). Идеально подходит для исследований ионных каналов и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPC1 Rabbit mAb
Примечания/синоним	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7220
Идентификатор гена	7220
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого TRPC1 (P48995)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48995
Молекулярная масса белка	88 кДа/91 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом