


Поликлональные Антитела Против Trpc3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13507

Артикул: CM0028605



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TRPC3 (TRP3, SCA41), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Мишень — кальциевый канал, участвующий в нейронной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPC3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TRP3, SCA41, TRPC3
Вид	Человек
GeneID	7222
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого TRPC3 (NP_001124170.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13507
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	В ледяном пакете