


Поликлональное Антитело Против Trpc4 Для Вб И Ифа - Q9Ubn4

Артикул: CM0027104



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому TRPC4. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека и мыши. Подходит для исследования кальциевых каналов и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TRPC4
Примечания/алиасы	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	7223
ID гена	7223
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 768-977 человеческого TRPC4 (NP_057263.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBN4
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Холодильный пакет